



ಅಂಟಿನಂತಹ ಬಿಳಿ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಿ ತಲೆಗೂಡಲು ಒಂದಕ್ಕೂಂದು ಅಂಟಕೊಂಡಂತಾಗಬಹುದು.

ಉದರ ದರ್ಶಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅರಿವಳಿಕೆ ಜೈವಧವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಳಿಕೆಯಂತಹ ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೂರಿಸಿ ಅನ್ನನಾಳ, ಜರರ, ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಮೊದಲರ್ಥದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೇಷಿಸಿ ಮೇಲೆ



ನೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿ ಪಕ್ಕಗೊಂದು ವ್ಯಾದ್ಯರು ಬಂಪಾಳಿಗಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶದ ತುಳುಕನ್ನು ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣ್ಯೆಯ ನಂತರವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಕರೆಕೆಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು.

ಟೆಡ್ ಮಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪರಿಣ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಪರಿಣ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯಿದ್ದು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವಾದಾಗ ರಕ್ತ ಪೂರ್ವಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯವಾಗಬಹುದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪಯುಕ್ತವಿನಿಸ್ತು. ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತುಲ್ಲಿ ತಾಸುಗಳ ಮೊದಲು ಧೂಮಪಾನ ಅಥವ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲ್ಕು ತಾಸುಗಳ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಷ್ಟಿರು ಬೇತು. ಹಗುರವಾದ ಸಿಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ತ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತೆಪ್ಪತರವಾದ ದೇಹದಂದನೆಯೂ ಒಳಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಣ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತರ ಮತ್ತು ಇಂಜಿ ಮುಂತಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣ್ಯೆಯ ವೇಳೆ ಅರ್ಯಾಸ, ಎದನೋವು, ತಲೆನೋವು ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವವಾದರೂ ಕೂಡಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.

ಸಿ.ಟಿ. ಸಾಫ್ನಾ

ಕ್ಷೆಕಿರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣ್ಯೆ ಸಿ.ಟಿ. ಸಾಫ್ನಾ. ಏಕ್‌ಆರ್ ಪರಿಣ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷೆಕಿರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಕ್ಷೆಕಿರಣಗಳು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮತಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಸಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೊಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮನ್ನ ಭಯಭೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಪಾರಾಧಿಕರ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮನವನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳ ತಗ್ಲಿವ ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಯ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಕೆಕ್ಕಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿನದ ಪಾರಾಗಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣ್ಯೆಗೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೊದಲು ಯಾವಾದರೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಭಬ್ದದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೊಡಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲವು ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಲಕ ಮುಂತದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಯುವ ಲೋಹದ ಸರಳು, ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪೋರ್ ಮೇಕರ್ ಮೊದಲಾದುವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂ.ಆರ್.ಎಂ. ಸಾಫ್ನಾ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯಿವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೋಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(ಲೇಖಕ ಶಿವಮೌಗಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಳಿಜಣ್ಣ)

ನಿಖಿರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲಕರನೇ ತೆಸು ದೊಡ್ಡ ರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣ್ಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಭಯ ಪಡುವುದಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪಾರದರ್ಶಕ ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ ಪಡುವುದು ಬೇಡ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮಾವನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳೊಳ್ಳುವ ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೊಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ತಪಾಸಣೆಯ ಮೊದಲು ಅರಿರಿಂದ ಎಂಟಿ ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕರುಳಾಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಮೊದಲು ಸಿ.ಟಿ. ಸಾಫ್ನಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಬೇಕು.

ಎಂ.ಆರ್.ಎಂ. ಸಾಫ್ನಾ

ಶರಿರದ ಡೈವೆಕ್ಸೋಂಗಳ ಅಯುಕ್ತಾಯಿತ ಗುಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಾಡುವ ಇದು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತವಾದ ಪರಿಣ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಬಿಂಬ ಮೊದಲು ಶರೀರದಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿವುದರಿಂದ, ಸೂಕ್ತದೊಂಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡಾದ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ ಮೂಡುವತ್ತೆಯ ಜೊರಾದ ಶಬ್ದ, ಆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವಾತಾವರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಬಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮನ್ನ ಭಯಭೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಪಾರಾಧಿಕರ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮನವನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳ ತಗ್ಲಿವ ಈ ಪರಿಣ್ಯೆಯ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಕೆಕ್ಕಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿನದ ಪಾರಾಗಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣ್ಯೆಗೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೊದಲು ಯಾವಾದರೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಭಬ್ದದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೊಡಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲವು ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಲಕ ಮುಂತದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಯುವ ಲೋಹದ ಸರಳು, ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪೋರ್ ಮೇಕರ್ ಮೊದಲಾದುವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂ.ಆರ್.ಎಂ. ಸಾಫ್ನಾ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯಿವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೋಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.